

Mobiflex® Neo

Mobiflex® Neo is een voedingssupplement op basis van niet-gedenatureerd collageen type II, Boswellia serrata extract, vitamine C en mangaan (Mn).

Als gevolg van leeftijd, sport of fysieke activiteiten kan men gevoelig worden ter hoogte van het gewricht, wat een invloed kan hebben op de beweeglijkheid. De meest gevoelige gewrichten zijn de knie, de heup en de kleine handgewrichten. Voor het comfort van het gewricht, is het belangrijk om een goede kwaliteit van het kraakbeen te behouden. Kraakbeen is een speciaal soort van bindweefsel met als belangrijkste functie de vermindering van wrijving tussen bewegende gewrichten.

Eigenschappen

Mobiflex® Neo heeft een unieke samenstelling.

Collageen is een eiwit dat aanwezig is in verschillende structuren van het lichaam. Er bestaan verschillende soorten collageen. Mobiflex® Neo bevat 10 mg niet-gedenatureerd collageen van het type II, wat het voornaamste eiwit is van het kraakbeen.

De hars van Boswellia bevat stoffen die helpen om de gewrichten soepel te houden en het kraakbeen te behouden. AKBA (3-acetyl-11-keto-beta-boswellic acid) is één van de sterkst werkende boswellia zuren. Boswellia serrata draagt bij tot het behoud van soepele gewrichten.

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor het behoud van een goede werking van het kraakbeen en de botten.

Mangaan draagt bij tot de instandhouding van normale botten en tot de normale vorming van bindweefsel.

Gebruiksaanwijzing

1 tablet per dag bij het ontbijt.

Het is aanbevolen de behandeling met Mobiflex® Neo gedurende minimaal 3 maanden te volgen.

Aanbevelingen

Raadpleeg uw arts in geval van zwangerschap/borstvoeding alvorens Mobiflex® Neo te gebruiken.

Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Buiten bereik van kinderen houden.

De aanbevolen dosering niet overschrijden.

Vraag medisch advies bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia van het coumarine- en heparine-type.

Ingrediënten

Mobiflex® Neo - per tablet:
300 mg Boswellia serrata extract waarvan 210 mg boswellia zuren / 27,8 mg collageen type II waarvan 10 mg niet-gedenatureerd collageen type II / 16,21 mg mangaanguanoaat waarvan 2 mg mangaan / 13,5 mg natriumascorbaat waarvan 12 mg ascorbinezuur (vitamine C) / Bevochtigingsmiddel: E420 / Antiklontermiddel: E470b - E551 / Verdikkingsmiddel: E468 / Glansmiddel: E464 - E170 - E570 - E904 - E460 - E472a - E1201 / Emulgator: E473 / Kleuren: E101(i) - E120

Als u allergisch bent voor één van bovenvermelde ingrediënten mag u dit voedingssupplement niet gebruiken.

Presentatie

Doos van 30 of 90 rode filmomhulde tabletten. Uitsluitend verkrijgbaar bij uw apotheker.

Nettogewicht

30 tabletten: 34,17 g
90 tabletten: 102,51 g

Bewaring

Bewaren bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. Houdbaarheid: zie uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking (EXP: maand/jaar).

Verdelers

Eurogenerics
Division NeoCare
Heizel Esplanade b22
B - 1020 Brussel

Notificatienummer: PL/NUT/AS 972/8

In het gamma van Mobiflex® zijn ook volgende producten verkrijgbaar:

Mobiflex® Care

Onverzeepbare extracten van soja- en avocado-olie
Niet-gedenatureerd collageen type II
Vitamine C
Mangaan

Mobiflex® Neo

Mobiflex® Neo is un complément alimentaire à base de collagène de type II non dénaturé, d'extrait de Boswellia serrata, de vitamine C et de manganèse (Mn).

À cause de l'âge, du sport ou des activités physiques, vos articulations peuvent devenir sensibles, ce qui peut avoir un effet sur votre mobilité. Les articulations les plus sensibles sont le genou, la hanche et les petites articulations de la main. Le maintien d'une bonne qualité du cartilage est essentiel pour le confort de l'articulation. Le cartilage est un tissu conjonctif très particulier; sa fonction principale est de diminuer le frottement entre les articulations en mouvement.

Propriétés

Mobiflex® Neo a une composition unique.

Le collagène est une protéine présente dans différentes structures de l'organisme. Il existe différents types de collagène. Mobiflex® Neo contient 10 mg de collagène de type II non dénaturé, qui est la principale protéine du cartilage.

La résine de Boswellia contient des substances qui aident à maintenir la souplesse des articulations et à préserver le cartilage. L'AKBA (3-acetyl-11-keto-beta-boswellic acid) est l'un des acides boswelliques les plus puissants. Boswellia serrata contribue au maintien des articulations souples.

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène, pour assurer le maintien de la bonne fonction des cartilages et des os.

Le manganèse contribue au maintien d'une ossature normale et à la formation normale des tissus conjonctifs.

Instructions d'utilisation

1 comprimé par jour au petit-déjeuner.

Il est recommandé de poursuivre le traitement par Mobiflex® Neo pendant minimum 3 mois.

Recommandations

En cas de grossesse/d'allaitement, consultez votre médecin avant d'utiliser Mobiflex® Neo.

Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas dépasser la posologie recommandée.

Demandez conseil à votre médecin en cas d'utilisation simultanée d'anticoagulants de type coumarine et héparine.

Ingédients

Mobiflex® Neo - par comprimé:
300 mg d'extrait de Boswellia serrata dont 210 mg d'acides boswelliques / 27,8 mg de collagène de type II dont 10 mg de collagène de type II non dénaturé / 16,21 mg de gluconate de manganèse dont 2 mg de manganèse / 13,5 mg d'ascorbate de sodium dont 12 mg d'acide ascorbique (vitamine C) / Humectant: E420 / Antiagglomérant: E470b - E551 / Epaisissant: E468 / Agent d'enrobage: E464 - E170 - E570 - E904 - E460 - E472a - E1201 / Emulsifiant: E473 / Colorant: E101(i) - E120

Vous ne pouvez pas utiliser ce complément alimentaire si vous êtes allergique à l'un des ingrédients mentionnés ci-dessus.

Présentation

Boîte de 30 ou 90 comprimés pelliculés rouges. Uniquement disponible chez le pharmacien.

Poids net

30 comprimés: 34,17 g
90 comprimés: 102,51 g

Conservation

A conserver à température ambiante, dans l'emballage extérieur d'origine.

Durée de conservation: voir date de péremption sur l'emballage (EXP: mois/année).

Distributeur

Eurogenerics
Division NeoCare
Esplanade Heysel b22
B - 1020 Bruxelles

Numéro de notification: PL/NUT/AS 972/8

Egalement disponible dans la gamme Mobiflex®:

Mobiflex® Care

Extraits non saponifiables d'huile de soja et d'avocat
Collagène de type II non dénaturé
Vitamine C
Manganèse